## Работа 2.2.1

## Исследование взаимной диффузии газов

Стрижак Даниил

### 1 Аннотация

В данной работе регистрируется зависимость концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях смеси газов, а так же определяется коэффициент диффузии по результатам измерении.

### 2 Теоретические сведения

Диффузия – самопроизвольное взаимное проникновение веществ друг в друга, происходящее вследствие хаотичного теплового движения молекул. При перемешивании молекул разного сорта говорят о взаимной диффузии.

В системе из двух компонентов зависимость плотности потока компонентов  $j_{a,b}$  от их концентрации  $n_{a,b}$ , подчиняются *закону*  $\Phi$ *ика*:


$$j_{a,b} = -D\nabla n_{a,b}$$

В данной работе исследуется взаимная диффузия гелия и воздуха в тонкой трубе. Давление и температура в условиях опыта предполагаются неизменными ( $P=(n_{He}+n_{\text{возд.}})\cdot k_{\text{Б}}; \ T=const$ ), где  $n_{He}$  и  $n_{\text{возд.}}$  – концентрации гелия и воздуха соответственно. Поэтому для любых изменений концентрации справедливо  $\Delta(n_{He}=-\Delta n_{\text{возд.}})$ , значит, достаточно ограничиться описанием диффузии одного из компонентов, например для гелия.

$$j_{He} = -D \frac{\partial n_{He}}{\partial x}$$

В силу того, что в работе концентрация гелия должна быть мала и из-за того, что атомы гелия существенно легче молекул, составляющих воздух, средняя тепловая скорость частиц гелия велика по сравнению с частицами воздуха, а значит, перемешивание газов в данном эксперименте можно приближенно описывать диффузию примеси легких частиц Не на практически стационарном фоне воздуха. Коэффициент диффузии в таком приближении равен.

$$D = \frac{1}{3}\lambda \bar{v}; \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$$



Для исследования взаимной диффузии газов и измерения коэффициента взаимной диффузии D используется два сосуда объёмами  $V_1$  и  $V_2$  ( $V_1 \approx V_2 = V$ ), соединенные трубкой длины L и сечения S. Предполагается, что сосуды заполнены смесью двух газов при одинаковом давлении, но с различной концентрацией компонентов. Вследствие взаимной диффузии, проходящей в соединительной трубке, концентрации компонентов в сосудах с течением времени выравниваются.

Диффузия – относительно медленный процесс, и для его наблюдения необходимо отсутствие конвекции, т. е. макроскопических течений газа. Для этого необходимо обеспечить равенство давлений и температур в сосудах до начала измерений.

В данном опыте объем трубки сильно меньше объема сосуда, чтобы можно было считать концентрацию компонентов не зависящей от координат.

Рассчитаем зависимость концентрации от времени в данном эксперименте:

$$j = -D\frac{\partial n}{\partial x} = const \quad \Rightarrow \quad n(x) = \frac{\Delta n}{L}x \quad \Rightarrow \quad j = -D\frac{\Delta n}{L}$$

$$\frac{dN_1}{dt} = jS, \qquad \qquad \frac{dN_2}{dt} = -jS \quad \Rightarrow \quad \frac{d(\Delta n)}{dt} = -\frac{\Delta n}{\tau}$$

$$\tau = \frac{VL}{2SD} \qquad \qquad \Delta n = \Delta n_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad \tau \sim \frac{L^2}{2D}$$

### 3 Метод измерений

Для измерения разности концентраций в установке применяются датчики теплопроводности. При этом используется тот факт, что теплопроводность смеси зависит от её состава. В общем случае зависимость довольно сложна, однако при малой разности концентраций в сосудах можно ожидать, что разность теплопроводностей будет изменяться прямо пропорционально  $\Delta n$ :

$$\Delta \kappa = \kappa(n_2) - \kappa(n_1) \approx const \cdot \Delta n$$

Эксперименты показывают, что если доля примеси гелия составляет менее 15%, отклонение от линейной зависимости не превышает 0.5%, что для наших целей вполне достаточно.

Для измерения сопротивлений используется мостовая схема, позволяющая определять разность показаний датчиков с высокой точностью. Мост баллансируется при заполнении сосудов одной и той же смесью. При заполнении сосудов смесями различного состава возникает «дизбаланс» моста. При незначительном различии в составах смесей показания вольтметра, подсоединённого к диагонали моста, будут пропорциональны разности концентраций примеси.

$$U = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

 $\Gamma$ де  $U_0$  — показание гальванометра в начальный момент времени. Из зависимости напряжения от времени можно получить соответствующее значение коэффициента диффузии.

## 4 Оборудование и инструментальные погрешности

В работе используются: измерительная установка; форвакуумный насос; баллон с гелием; манометр; источник питания; магазин сопротивлении; гальванометр; секундомер.

#### Инструментальные погрешности измерений:

- манометр  $-0.5 \text{ krc/cm}^2$
- вольтметр -0.1 мB
- обьем 10 см<sup>3</sup>

#### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА




Схема измерительной части установки приведена на рис. 1. Она соединена с системой откачки и напуска воздуха и гелия. Для откачки используется форвакуумный насос. Один из вариантов конструкции изображен на рис. 2. Измерительная часть установки состоит из двух сосудов V1 и V2, размещённых вертикально. Краны K1 и K2 служат для управления откачкой и подачей газа в сосуды. Диффузия осуществляется через тонкую короткую трубку, соединяющую сосуды, оснащённую краном КЗ. К соединительным трубкам подключен манометр М, измеряющий разность давлений между соединительными трубками и атмосферой. Для подачи малых порций гелия предусмотрен двухходовый кран с дозатором (рис. 3). Датчики теплопроводности Д 1 и Д 2, расположенные в сосудах V 1 и V 2 соответственно, включены в мостовую электрическую схему согласно рис. 5. В одну из диагоналей моста включён высокочувствительный вольтметр Г, к другой подключается источник небольшого постоянного напряжения. Сопротивления проволок датчиков составляют одно из плеч моста. Второе плечо составляют переменные сопротивления R1, R2 и R, служащие для установки показаний вольтметра Г на нуль. Балансировку необходимо проводить перед каждым экспериментом заново: при этом установка заполняется чистым газом при давлении, близком «рабочему».

## 5 Результаты измерений и обработка данных

### 5.1 Подготовка к эксперименту

Ознакомимся с установкой. Согласно руководству: включим питание электрическои схемы, затем очистим установку от всех газов, которые в неи есть. Напустим в установку воздух до рабочего давления чтобы сбалансировать мост на рабочем давлении. Сбалансируем мост. Заполним установку рабочеи смесью: в сосуде  $V_2$  должен быть воздух, а в сосуде  $V_1$  — смесь воздуха, с гелием.


Атмосферное давление —  $97.5 \text{ к}\Pi\text{A}$ , причем минимум давления, откачанный насосом —  $98 \text{ кгс/см}^2$ , что стоит учесть при рассчете погрешностей.

### 5.2 Проведение измерений

Проведем измерения после подготовки для разных значений давления. В таблице ниже приведены обработанные результаты измерений. Повторные измерения при 40 и 80 торр производились в обратных пропорциях гелия и воздуха (1,675 частей гелия и 0,2 части воздуха). Центровка в данном случае производилась гелием. Графики, с помощью которых производился рассчет времени релаксации для определенного давления представлены в приложении. Таблицы с измерениями и программный код, обрабатывающий данные, лежат в отдельных файлах в силу своей громоздкости.

No	P, кгс/см <sup>2</sup>	Р, торр	$\tau$ , c	$D, \text{ cm}^2/c$	$\frac{1}{P}$ , $\Pi a^{-1} \cdot 10^{-4}$
1	92	40	192	10,7	1,87
2	87	80	321	6,4	0,94
3	77	154	647	3,2	0,49
4	73,5	180	767	2,7	0,42
5	65	240	1047	2,0	0,31
6	92,5	40	149	13,7	1,87
7	87,5	80	350	5,9	0,94

Ниже приведена графическая обработка данных, откуда можно найти коэффициент диффузии при атмосферном давлении.



Из графика можно сделать заключение, что зависимость является прямой пропорциональностью с коэффициентом  $\mathbf{k}=6.6\pm1.0~\frac{\mathrm{Kr\cdot M}}{c^3}$ , а коэффициент диффузии при атмосферном давлении составляет  $\mathbf{D}=0.66\pm0.10~\frac{\mathrm{cm}^2}{c}$  при табличном значении  $\mathbf{D}=0.57~\frac{\mathrm{cm}^2}{c}$ . Из вычисленного значения коэффициента взаимной диффузии оценим длину свободного пробега атомов гелия в воздухе при нормальных условиях:

$$\lambda_{He} = 3D \cdot \sqrt{\frac{\pi \mu}{8RT}} = (1, 6 \pm 0, 2) \cdot 10^{-7} \text{M}$$

Оценим среднее сечение столкновения частиц гелия с воздухом

$$\mathbf{n}_{\Sigma} = n_{He} + n_{air} = P_{\Sigma}/k_B T, \, \sigma = 1/\lambda n_{\Sigma} = 1/3D \cdot \sqrt{8k_B T/\pi \mu} \cdot k_B T/P_{\Sigma}; \, \sigma = (4, 3 \pm 0, 6) \cdot 10^{-19} \text{M}^2$$

### 6 Выводы и рассчёт погрешностей

#### 6.1 Погрешности

$$\frac{\Delta D}{D} = \sqrt{\frac{1}{N^2} \sum_{1}^{n} \left( \left( \frac{\Delta V}{V} \right)^2 + \left( \frac{\Delta t}{t} \right)^2 \right) + \left( \frac{\Delta \frac{L}{S}}{\frac{L}{S}} \right)^2 + \left( \frac{\Delta V}{V} \right)^2 + \sigma_{\text{эксп}}^2 \approx 14\%}$$

$$\frac{\Delta \lambda_{He}}{\lambda_{He}} = \sqrt{\left( \frac{\Delta D}{D} \right)^2 + \frac{1}{4} \left( \frac{\Delta T}{T} \right)^2} \approx 14\%$$

$$\frac{\Delta \sigma}{\sigma} = \sqrt{\left( \frac{\Delta D}{D} \right)^2 + \frac{9}{4} \left( \frac{\Delta T}{T} \right)^2 + \left( \frac{\Delta P_{\Sigma}}{P_{\Sigma}} \right)^2} \approx 15\%$$

#### **6.2** Вывод

В результате эксперимента было получено значение коэффициента диффузии гелия в воздухе, значение длины свободного пробега и среднее значение сечения столкновения частиц гелия с воздухом. Небольшое отклонение, пренебрежимо малое в этой задаче, связано с нагревом воздуха из-за теплообмена с нагретым проводником. В целом, полученные данные совпадают с табличными в пределах погрешности, что говорит о том, что методика эксперимента достаточно хороша и можно оценивать не только порядок.

# 7 Приложение

